



| 送信器名称<br>CH番号 | 治験薬保管室室温(旧)<br>CHI                  | ミキシング室1室温<br>CHI                    | 準備室1室温<br>CHI                       | 治験薬保管室室温(新)<br>CHI                  | 内視鏡室 室温<br>CHI                      |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ グラフ表示       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 単位            | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   | ℃                                   |
| 収録データ数        | 2976                                | 2976                                | 2976                                | 2976                                | 2976                                |
| 欠損データ数        | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 測定間隔          | 00:15:00                            | 00:15:00                            | 00:15:00                            | 00:15:00                            | 00:15:00                            |
| 最高値           | 21.6                                | 19.6                                | 19.7                                | 21.2                                | 22.7                                |
| 最低値           | 20.0                                | 16.9                                | 17.0                                | 19.9                                | 20.7                                |
| 平均値           | 20.8                                | 18.4                                | 18.7                                | 20.6                                | 21.8                                |